

AKCE

na

kolénka a turbínky

**TŘETÍ JE
ZDARMA!**

Kupte DVA

jakékoli světelné
násadce Alegra,
Synea, chirurgie.

Zdarma je vždy nejlevnější koncovka.

PEOPLE HAVE PRIORITY



PEOPLE HAVE PRIORITY



Rotadent spol. s r.o.

Špidrova 104
Vimperk 385 01
Czech republic

Poskytujeme záruční a pozáruční servis.

WK-99 LT (1:5)

5161



Ø hlavičky 9,5 mm

penta chlazení

FG vrtáčky max. Ø 1,6 mm

skleněný světlovod

31 037,-

cena při využití akce 2+1 - 20 692,- / kus

WK-56 LT (1:1)

5165



Ø hlavičky 9,5mm

jednobodové chlazení

RA vrtáčky max. Ø 2,35mm

skleněný světlovod

24 026,-

cena při využití akce 2+1 - 16 018,-/kus

HK-43 LT (1:1)

5170



jednobodové chlazení

HP a RA vrtáčky max. Ø 2,35mm

skleněný světlovod

24.026,-

cena při využití akce 2+1 - 16 018,- / kus

Čistící a mazací
olej F1 od firmy WH
dodává se bez sprejové hlavy



5419

-20%

WG-99 LT (1:5)

5145



Ø hlavičky 10 mm

Quattro chlazení

FG vrtáčky max. Ø 1,6 mm

sklěněný světlovod

24 026,-

cena při využití akce 2+1 - 16 018,- / kus

WG-56 LT (1:1)

5146



Ø hlavičky 9,5 mm

jednobodové chlazení

RA vrtáčky max. Ø 2,35 mm

sklěněný světlovod

18 949,-

cena při využití akce 2+1 - 12 633,- / kus

alegra led+

WE-56 LED (1:1)

5186



Ø hlavičky 10,1mm

jednobodové chlazení

RA vrtáčky max. Ø 2,35mm

generátor pro výrobu světla

21.726,-

cena při využití akce 2+1 - 14 484,- / kus

WE-99 LED (1:4,5)

5188



Ø hlavičky 10,1mm

trojbodové chlazení

FG vrtáčky max. Ø 1,6mm

generátor pro výrobu světla

27.933,-

cena při využití akce 2+1 - 18 622,- / kus

TK-94 L

led+

- Ø hlavičky 9 mm
- 14W, Penta chlazení
- FG vrtáčky max. Ø1,6mm

32.180,-

cena při využití akce 2+1 - 21 454,- / kus



5152

TK-98 L

led+

- Ø hlavičky 11,5 mm
- 24W, Penta chlazení
- FG vrtáčky max. Ø1,6mm

32.990,-

cena při využití akce 2+1 - 21 994,- / kus



5156

syneco FUSION

TG-98 L

led+

- Ø hlavičky 11,5 mm
- 14W, Penta chlazení
- FG vrtáčky max. Ø1,6mm

21.726,-

cena při využití akce 2+1 - 14 303,- / kus



5136

alegra led+

s generátorem

TE-98 LQ

- Ø hlavičky 12,2mm
- 16W, trojbodové chlazení
- keramická kuličková ložiska
- připojení Roto Quick (RQ-53/54)

17.642,-



5173



chirurgická kolénka



Info

Násadce LG s jedinečnou W&H LED+ technologií s generátorem. Poskytuje perfektní kvalitu přímého LED osvětlení bez jakékoli ztráty ve světlovodu. Možno použít i v případě, že je motor vybaven vlastním zdrojem světla.

WS-75 LG (20:1)

5203



externí chlazení+KM chlazení

RA,RAL vrtáčky max. \varnothing 2,35 mm

generátor světla

37 957,-

cena při využití akce 2+1 - 25 305,- / kus

WS-91 LG (1:2,7)

5205



externí chlazení

FG,FGL vrtáčky max. \varnothing 1,60 mm

generátor světla

37 957,-

cena při využití akce 2+1 - 25 305,-/kus

S-11 LG (1:1)

5293



externí chlazení

HP vrtáčky max. \varnothing 2,35 mm

generátor světla

37 957,-

cena při využití akce 2+1 - 25 305,- / kus

EXPERTmatic LUX E20 L (1:1)

6814



tlačítkové upínání

1-bodové chlazení

světlovod 25 000 LUX

max. otáčky 40 000 ot./min.

keramické ložisko

14.500,-

EXPERTmatic LUX E25 L (1:5)

6815



tlačítkové upínání

3-bodové chlazení

světlovod 25 000 LUX

keramické ložisko

vnitřní chladicí 3 bodový sprej

19.990,-



6816

sprej 500 ml

zajišťuje dlouhodobou životnost

nádobka s modrým označením

950,-

Ti-Max Z série nano

Extrémně malá hlavička a tenké tělo • Titanový plášť DURAGRIP (odolný proti poškrábání, nárazům a opakovanému autoklávování) • Celulární optika • Integrovaný mikrofiltr • Převodové ústrojí potaženo povlakem DLC (karbon – diamant) • Clean-Head-System • Tlačítkové upínání • 4-bodový sprej (kolénka 1:5)

36 MĚSÍČŮ ZÁRUKA

Nejmenší. Nejlehčí. Dokonalá rovnováha.



8230
Kolénko Z95L nano95LS

- světelné
- převod 1:5
- světelné
- převod 1:5

Kolénko Z25L nano25LS

- světelné
- převod 1:1
- světelné
- převod 1:1

Kolénko Z15L nano15LS

- světelné
- převod 4:1
- světelné
- převod 4:1

Kolénko Z45L nano65LS

- světelné
- převod 1:4,2
- dvě sprejové funkce
- světelné
- převod 1:1

Ti-Max X

Titanový plášť DURACOAT (odolný proti poškrábání, nárazům a opakovanému autoklávování) • Systém keramických ložisek X-gear (spolehlivá, nehlukná) • Clean Head System - systém proti kontaminaci hlavičky • 4-bodový sprej (kolénka 1:5) • 1-bodový sprej (redukce a 1:1) • Celulární optika



7112
Kolénko X95L

- světelné
- převod 1:5

7113
Kolénko X25L

- světelné
- převod 1:1

Kolénko X15L

- světelné
- převod 4:1

Rovný násadec X65L

- světelný
- převod 1:1

S-Max M

Plášť z nerezové oceli • Celulární optika • Keramická ložiska • Clean-Head systém • Tlačítkové upínání • 4-bodový sprej (kolénka 1:5) • 1-bodový sprej (redukce a 1:1)



6572
Kolénko M95L

- Světelné
- převod 1:5

6573
Kolénko M25L

- Světelné
- převod 1:1

6818
Kolénko M15L

- Světelné
- převod 4:1

6817
Rovný násadec M65

- Nesvětelný
- převod 1:1

24 MĚSÍČŮ ZÁRUKA

24 MĚSÍČŮ ZÁRUKA

Rotadent

ROTATING INSTRUMENTS



A-O-17-03



TŘETÍ JE ZDARMA!

Zdarma je vždy nejlevnější koncovka.

Kupte DVA
jakékoli světelné
násadce Alegra,
Synea, chirurgie.



Tato akce platí do 31. 12. 2020



www.rotadent.eu

✉ info@rotadent.eu ☎ +420 388 323 991

Rotadent spol. s r.o.

Špidrova 104
Vimperk 385 01
Czech republic

