




Safety note for the prevention of injuries



Deutsch

Überschüssiges Öl kann zur Überhitzung des Medizinprodukts führen.

English

Excess oil may result in the medical device overheating.

Español

El exceso de aceite puede provocar el sobrecalentamiento del producto sanitario.

Français

Un excédent d'huile peut entraîner la surchauffe du dispositif médical.

Italiano

L'olio in eccesso può causare il surriscaldamento del dispositivo medico.

Nederlands

Overmatige olie kan het medisch hulpmiddel oververhitten.

Português

Óleo em excesso pode provocar o sobreaquecimento do dispositivo médico.

Magyar	A felesleges olaj az orvostechnikai eszköz túlmelegedéséhez vezethet.
Norsk	Overflødig olje kan forårsake overoppheting av det medisinske utstyret.
Dansk	Overskydende olie kan medføre overopvarmning af den medicinske anordning.
ελληνικά	Το περιττό λάδι μπορεί α οδηγήσει σε υπερθέρμανση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
Hrvatski	Višak ulja može prouzročiti pregrijavanje medicinskog proizvoda.
Suomi	Ylimääräinen öljy saattaa johtaa lääkinnällisen laitteen ylikuumenemiseen.
Svenska	Överflödig olja kan leda till att den medicintekniska produkten överhettas.
Čeština	Přebytečný olej může způsobit přehřátí zdravotnického prostředku.
Polski	Nadmiar oleju może prowadzić do przegrzania się wyrobu medycznego.
Slovenščina	Odvečno olje lahko povzroči pregrevanje medicinskega pripomočka.
Srpski	Višak ulja može da dovede do pregrevanja medicinskog sredstva.
Türkçe	Fazla yağ, tıbbi cihazın aşırı ısınmasına yol açabilir.
한국의	남은 오일로 인해 의료 장치가 과열될 수 있습니다.
български	Излишното масло може да доведе до прегряване на медицинското изделие.
Русский язык	Излишнее масло может привести к перегреву медицинского изделия.
中文	如存在多余的油，可能导致医疗设备过热。
日本の	余剰オイルは医療機器のを引き起こす。

Form-Nr. 51014 AMS
Rev. 000 / 06.12.2018
Subject to alterations

